



37434/3025



# IDENTIUM®

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

Identium® Light | Identium® Light Fast

**INSTRUCTIONS FOR USE / Gebrauchsinformation / Mode d'emploi / Gebruiksaanwijzing / Инструкция по использованию / Istruzioni per l'uso / Instrucciones de uso / Kullannın Kılavuzu / Instruções de uso / Instrukcja użytko / Инструкция з застосування /取扱説明書 / تعليمات الاستخدام**

## DEUTSCH

### Produktschreibung

Identium® Produkte sind additivvernetzende, elastomere Abformmaterialien mit Vinylpolysiloxan- und Polyetheranilin (Vinylsiloxanethers). Sie überzeugen durch ihre außergewöhnlichen Fest- und hydrophilen Eigenschaften, hohe Reißfestigkeit, Dimensionsstabilität und hohes Rückstellvermögen. Die Materialen werden in einer Regular- und einer Fast-Variante angeboten.

#### Anwendungsggebiete

Identium® Light /Light Fast ist als spritzbares Abformmaterial in der einzelnen Abformtechnik, zweiphasig (Doppelmisch) verwendbar für:

- Abformungen für Kronen/Brücken, Inlays /Onlays und Veneers
- Unterfütterungsabformungen
- Abformungen von verschraubtem Zahnersatz

#### Patientenzugrube

Patienten, die im Rahmen einer zahnärztlichen Maßnahme behandelt werden.

#### Warnhinweise

Identium® Abformmaterialien nicht für Korrekturabformungen (zweitzellige Abformtechnik) und temporäre Unterfütterungen verwenden.

Identium® Abformmaterialien nicht mit anderen elastomeren Abformmaterialien mischen oder verwenden.

#### Potentielle allergene Stoffe

Platinverbindungen, 4-Methoxyphenol.

#### Vorsichtsmaßnahmen

Nicht nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums anwenden.

Normalerweise werden durch Abformmaterialien keine allergischen Reaktionen hervorgerufen; bei empfindlichen Personen kann eine allergische Reaktion jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Im Zweifelsfall empfehlen wir, vor der Anwendung einen Allergietest durchzuführen.

Das Material nicht bei bekannten Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe oder bei Kontaktallergien verwenden.

Keine Reste des Abformmaterials im Salbus oder der Mundhöhle belassen.

Das Material nicht verschlucken! Nach versehentlichem Verschlucken: Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden wenden Sie sich an einen Arzt.

Augenkontakt vermeiden. Bei versehentlichem Augenkontakt: Sofort gründliches Ausspülen mit Augensuche oder Wasser. Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden wenden Sie sich an einen Arzt.

Vor der Abformung verwendete Produkte, die aktive Schwefel, Aluminium oder Stickstoff enthalten (Reaktionsfäden mit Eisenpulver, Abformmaterial aus Polyäthylen, etc.) können die Abbindezeit des Abformmaterials Vinylsiloxanethers® stören.

Nach Anwendung dieser Materialien ist eine gründliche Reinigung dieser Flächen erforderlich, um alle Rückstände zu entfernen. Keine Labordiagnostik verwenden.

Bei Abformmaterialien mit stark unter sich gehenden Stellen und weit geöffneten Interdentalräumen müssen die üblichen Ausbuchtmaßnahmen durchgeführt werden.

Bei Verwendung eines individuellen Löffels auf ausreichenden Abstand zwischen Löffelwand und Zahneinheit / Kiefer achten. Vor Verwendung von Umwechszahlen nicht in die Karabolen oder Mundstücke gelangen lassen.

Kontakt mit Kleidungsstücken vermeiden, da das Material durch chemische Reinigung nicht entfernbar ist.

Ein optimales Abformergebnis zu erzielen, sollte die Produktumverteilung vor der Anwendung nicht erheblich von 23°C (74°F) abweichen. Ansonsten können die Verarbeitungs- und die Mundverweildauer beeinflusst werden.

**Abformlötf: Vorbereitung und Haftlacke**

Generell können alle üblichen Abformlötf verwendet werden, wenn der erforderliche Druckaufbau gewährleistet ist. Sollte keine ausreichende Retention mit dem Abformmaterial erzielt werden können, pinseln Sie den Abformlötf mit einem dünnen Film Identium® Adhesive / Kettenbach Universal Adhesive ein. Haftlack nach Angaben der Packungsbeilage trocken lassen und im Abformlötf mit ausreichend Abformmaterial abdecken.

**Anwendungshinweise für Kartuschenmaterial in der Applifyx 4 Dosierpistole DS-50 1:1/2:1**

Kartusche in die Applifyx 4 Dosierpistole DS-50 1:1/2:1 einsetzen. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Einkerbungen des Kartuschenbodens nicht unterhalb des Löffel des Kartusche fäch in der Dosierpistole, lässt sich die Düge nicht schließen.

Kartuschenverschluss abheben. Nach Gebrauch kann der Verschluss wieder aufgesetzt werden.

Kolben in die Kartusche verschieben und eine kleine Menge Abformmaterial ausströmen, bis beide Materialen gleichmäßig gefüllt werden.

Nach dem Gebrauch den Verschluss leicht wieder aufsetzen. Vor einer erneuten Anwendung der Kartusche den Kartuschenverschluss oder die gefüllte Mischkante reinigen, die Austrittsstellen der Kartusche überprüfen, um sicherzustellen, dass kein polymerisiertes Material die Öffnungen verschließt. Evt. verstopfte Öffnungen freilegen und eine kleine Menge Abformmaterial ausströmen, bis beide Materialen gleichmäßig gefüllt werden.

Neue Mischkante bilden und wie beschrieben fortsetzen.

**Reinigung und Desinfektion der Applifyx 4**

Die Kartusche entnehmen.

Nicht abgedruckene Paste mit einem in Alkohol getauchten Lappen entfernen.

Die Applifyx 4 Dosierpistole ist bei entsprechender Desinfektion mehrfach verwendbar. Bei sichtbaren Gebrauchsspuren wird ein Austausch empfohlen. Die Desinfektion kann mittels eines handelsüblichen Tauchdesinfektionsmittels durchgeführt werden. Kettenbach empfiehlt die Verwendung von Lösungen auf Glutaraldehyd-Basis.

**Lagerungsbedingungen**

Produkte, die vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren, Lagerung bei Raumtemperatur, extreme Temperaturbereiche vermeiden.

**Desinfektion**

Anforderungen können z. B. mit 2% Glutaraldehyd desinfiziert werden. Verwenden Sie Desinfektionslösungen speziell für Abform-materialien. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers.

**Ausgießer der Abformungen**

Abformungen mit Identium® können direkt nach Desinfektion der Abformung bis zu einigen Wochen mit qualitativ hochwertigen Dentallösungen (Klasse II–V) ausgewaschen werden. Die Abformungen können auch mehrfach ausgewaschen werden.

**Zusammensetzung**

Vinylpolysiloxane, Hydrogenopolysiloxane, Füllstoffe, Pigmente, Additive, Platinverbindungen.

**Warnzeichen**

Identium® ist ein registriertes Warenzeichen der Kettenbach GmbH & Co. KG.

Nicht alle Kettenbach-Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Nur für den Gebrauch durch dentales Fachpersonal.

Bei auftretenden schwerwiegenden Vorfällen, die im Zusammenhang mit dem Produkt stehen, wenden Sie sich bitte unverzüglich an den Hersteller und an die zuständige Behörde (für Deutschland: BfArM).

**Haftungsschluss**

Haftungsschluss gesetzlich zulässig ist. Entnimmt die Kettenbach GmbH & Co. KG keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, gleichgültig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder Folgeschäden, unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit oder Vorsatz, handelt. Die Angaben über Kettenbach-Produkte beruhen auf umfangreicher Forschung und anwendungsspezifischer Erfahrung. Wird dieses Produkt ohne besondere Kenntnisse und/oder auf ungenügender Kenntnis der Produktentwicklung vor. Das einbringt den Benutzer dieser Produkte jedoch nicht davon, die Empfehlungen und Angaben bei Gebrauch zu beachten.

Stand der Information: 15. Juli 2025

| Produktname          | ISO 4823            | Konsistenz (ca.) mm | Mischverhältnis und Gesamtzeit vor Einsetzen | Mischtechnik                           | Mischelement |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| Identium® Light      | Type 3 Light bodied | 42                  | 1:1 50 ml cartridge                          | Applifyx 4 Dosierpistole DS-50 1:1/2:1 | Mischkante   |
| Identium® Light Fast | Type 3 Light bodied | 42                  |                                              |                                        |              |

## Technische Daten

| Produktname          | Mischer-haftigkeit | Verarbeit-barigkeit bei 23°C/74°F | Verarbeit-barigkeit bei 35°C/95°F | Mundver-weilzeit bei 35°C/95°F | Abbinde-zeit bei 35°C/95°F | Härte (ca.) Shore | Lineare Maßänderung (maximal) % | Elastische Rückstellung nach Verformung (ca.) % | Verformung unter Druck (ca.) |
|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Identium® Light      | 1:1                | 2:00 min.                         | 1:20 min.                         | 2:30 min.                      | 4:30 min.                  | A 50              | –0,20                           | 99,0                                            | 3,8                          |
| Identium® Light Fast | 1:1                | 1:15 min.                         | 0:40 min.                         | 2:15 min.                      | 3:30 min.                  | A 50              | –0,20                           | 99,0                                            | 3,8                          |

\* Gesamtabbindezeit: Entfernung aus dem Mund von Beginn der Mischung

## ENGLISH

**Product Description**

Identium® products are addition-curing, elasticomeric impression materials with parts of vinyl polysiloxane and polyether (Vinylsiloxanethers). They combine with excellent flow and hydrophilic properties, high tear strength, dimensional accuracy, and resistance to permanent deformation. The Identium® products are available in a regular and fast version.

**Indications/Techniques**

Identium® Light /Identium® Light Fast is to be used as springy/elastic impression material in one-step technique (double mix) for:

- Impressions for crowns/bridges, inlays/onlays and veneer preparations
- Relining impressions
- Impressions for full or partial dentures

**Patient Target Group**

Patients being treated in the context of a dental procedure.

**Warnings**

Do not use Identium® products for two-step putty/layer impression technique or temporary reliner.

Do not use Identium® products with other elasticomeric impression materials.

**Potential Allergic Substances**

Platinum compound, 4-methoxyphenol.

**Cautions**

Do not use after expiration date.

Normally, impression materials do not cause allergic reactions; however, an allergic reaction cannot be ruled out in sensitive individuals. If in doubt, we recommend performing an allergy test before use.

Do not use the material in case of known allergies to any of the ingredients or in case of contact allergies.

Do not leave any residual impression material in the sulcus or oral cavity.

Do not swallow impression material! If swallowed: Consult a medical doctor if problems arise or persist.

Avoid contact with the eyes. If there is accidental contact with the eyes: Rinse immediately and thoroughly with an eye wash or water.

Consult a medical doctor if problems arise or persist.

Use of products containing active sulfur, aluminum chloride or nitrogen compounds (retraction cords containing ferric sulfate, poly-sulfate impression materials, etc.) in conjunction with this product will interfere with the setting reaction of the Vinylsiloxanethers.

Material of these materials requires the area to be rinsed thoroughly to remove all residue. Avoid contact with latex gloves.

When taking impressions of areas with extensive undercuts and wide interdental spaces, standard blocking-out techniques must be used.

When using a custom impression tray, ensure that the tray is such that sufficient space remains between the side of the tray and the teeth/jaw.

Do not allow the material to enter the sealer or water system to avoid environmental hazard.

Avoid contact with clothing, as the material cannot be removed by dry cleaning.

Identium® Light | Identium® Light Fast

**INSTRUCTIONS FOR USE / Gebrauchsinformation / Mode d'emploi / Gebruiksaanwijzing / Инструкция по использованию / Istruzioni per l'uso / Instrucciones de uso / Kullannın Kılavuzu / Instruções de uso / Instrukcja użytko / Инструкция з застосування /取扱説明書 / تعليمات الاستخدام**

## DEUTSCH

### Produktschreibung

Identium® Produkte sind additivvernetzende, elastomere Abformmaterialien mit Vinylpolysiloxan- und Polyetheranilin (Vinylsiloxanethers). Sie überzeugen durch ihre außergewöhnlichen Fest- und hydrophilen Eigenschaften, hohe Reißfestigkeit, Dimensionsstabilität und hohes Rückstellvermögen. Die Materialen werden in einer Regular- und einer Fast-Variante angeboten.

#### Anwendungsggebiete

Identium® Light /Light Fast ist als spritzbares Abformmaterial in der einzelnen Abformtechnik, zweiphasig (Doppelmisch) verwendbar für:

- Abformungen für Kronen/Brücken, Inlays /Onlays und Veneers
- Unterfütterungsabformungen
- Abformungen von verschraubtem Zahnersatz

#### Patientenzugrube

Patienten, die im Rahmen einer zahnärztlichen Maßnahme behandelt werden.

#### Warnhinweise

Identium® Abformmaterialien nicht für Korrekturabformungen (zweitzellige Abformtechnik) und temporäre Unterfütterungen verwenden.

Identium® Abformmaterialien nicht mit anderen elastomeren Abformmaterialien mischen oder verwenden.

#### Potentielle allergene Stoffe

Platinverbindungen, 4-Methoxyphenol.

#### Vorsichtsmaßnahmen

Nicht nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums anwenden.

Normalerweise werden durch Abformmaterialien keine allergischen Reaktionen hervorgerufen; bei empfindlichen Personen kann eine allergische Reaktion jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Im Zweifelsfall empfehlen wir, vor der Anwendung einen Allergietest durchzuführen.

Das Material nicht bei bekannten Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe oder bei Kontaktallergien verwenden.

Keine Reste des Abformmaterials im Salbus oder der Mundhöhle belassen.

Das Material nicht verschlucken! Nach versehentlichem Verschlucken: Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden wenden Sie sich an einen Arzt.

Augenkontakt vermeiden. Bei versehentlichem Augenkontakt: Sofort gründliches Ausspülen mit Augensuche oder Wasser. Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden wenden Sie sich an einen Arzt.

Vor der Abformung verwendete Produkte, die aktive Schwefel, Aluminium oder Stickstoff enthalten (Reaktionsfäden mit Eisenpulver, Abformmaterial aus Polyäthylen, etc.) können die Abbindezeit des Abformmaterials Vinylsiloxanethers® stören.

Nach Anwendung dieser Materialien ist eine gründliche Reinigung dieser Flächen erforderlich, um alle Rückstände zu entfernen. Keine Labordiagnostik verwenden.

Bei Abformmaterialien mit stark unter sich gehenden Stellen und weit geöffneten Interdentalräumen müssen die üblichen Ausbuchtmaßnahmen durchgeführt werden.

Bei Verwendung eines individuellen Löffels auf ausreichenden Abstand zwischen Löffelwand und Zahneinheit / Kiefer achten. Vor Verwendung von Umwechszahlen nicht in die Karabolen oder Mundstücke gelangen lassen.

Kontakt mit Kleidungsstücken vermeiden, da das Material durch chemische Reinigung nicht entfernbar ist.

Ein optimales Abformergebnis zu erzielen, sollte die Produktumverteilung vor der Anwendung nicht erheblich von 23°C (74°F) abweichen. Ansonsten können die Verarbeitungs- und die Mundverweildauer beeinflusst werden.

**Abformlötf: Vorbereitung und Haftlacke**

Generell können alle üblichen Abformlötf verwendet werden, wenn der erforderliche Druckaufbau gewährleistet ist. Sollte keine ausreichende Retention mit dem Abformmaterial erzielt werden können, pinseln Sie den Abformlötf mit einem dünnen Film Identium® Adhesive / Kettenbach Universal Adhesive ein. Haftlack nach Angaben der Packungsbeilage trocken lassen und im Abformlötf mit ausreichend Abformmaterial abdecken.

**Anwendungshinweise für Kartuschenmaterial in der Applifyx 4 Dosierpistole DS-50 1:1/2:1**

Kartusche in die Applifyx 4 Dosierpistole DS-50 1:1/2:1 einsetzen. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Einkerbungen des Kartuschenbodens nicht unterhalb des Löffel des Kartusche fäch in der Dosierpistole, lässt sich die Düge nicht schließen.

Kartuschenverschluss abheben. Nach Gebrauch kann der Verschluss wieder aufgesetzt werden.

Kolben in die Kartusche verschieben und eine kleine Menge Abformmaterial ausströmen, bis beide Materialen gleichmäßig gefüllt werden.

Nach dem Gebrauch den Verschluss leicht wieder aufsetzen. Vor einer erneuten Anwendung der Kartusche den Kartuschenverschluss oder die gefüllte Mischkante reinigen, die Austrittsstellen der Kartusche überprüfen, um sicherzustellen, dass kein polymerisiertes Material die Öffnungen verschließt. Evt. verstopfte Öffnungen freilegen und eine kleine Menge Abformmaterial ausströmen, bis beide Materialen gleichmäßig gefüllt werden.

Neue Mischkante bilden und wie beschrieben fortsetzen.

**Reinigung und Desinfektion der Applifyx 4**

Die Kartusche entnehmen.

Nicht abgedruckene Paste mit einem in Alkohol getauchten Lappen entfernen.

Die Applifyx 4 Dosierpistole ist bei entsprechender Desinfektion mehrfach verwendbar. Bei sichtbaren Gebrauchsspuren wird ein Austausch empfohlen. Die Desinfektion kann mittels eines handelsüblichen Tauchdesinfektionsmittels durchgeführt werden. Kettenbach empfiehlt die Verwendung von Lösungen auf Glutaraldehyd-Basis.

**Lagerungsbedingungen**

Produkte, die vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren, Lagerung bei Raumtemperatur, extreme Temperaturbereiche vermeiden.

**Desinfektion**

Anforderungen können z. B. mit 2% Glutaraldehyd desinfiziert werden. Verwenden Sie Desinfektionslösungen speziell für Abform-materialien. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers.

**Ausgießer der Abformungen**

Abformungen mit Identium® können direkt nach Desinfektion der Abformung bis zu einigen Wochen mit qualitativ hochwertigen Dentallösungen (Klasse II–V) ausgewaschen werden. Die Abformungen können auch mehrfach ausgewaschen werden.

**Zusammensetzung**

Vinylpolysiloxane, Hydrogenopolysiloxane, Füllstoffe, Pigmente, Additive, Platinverbindungen.

**Warnzeichen**

Identium® ist ein registriertes Warenzeichen der Kettenbach GmbH & Co. KG.

Nicht alle Kettenbach-Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Nur für den Gebrauch durch dentales Fachpersonal.

Bei auftretenden schwerwiegenden Vorfällen, die im Zusammenhang mit dem Produkt stehen, wenden Sie sich bitte unverzüglich an den Hersteller und an die zuständige Behörde (für Deutschland: BfArM).

**Haftungsschluss**

Haftungsschluss gesetzlich zulässig ist. Entnimmt die Kettenbach GmbH & Co. KG keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, gleichgültig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder Folgeschäden, unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit oder Vorsatz, handelt. Die Angaben über Kettenbach-Produkte beruhen auf umfangreicher Forschung und anwendungsspezifischer Erfahrung. Wird dieses Produkt ohne besondere Kenntnisse und/oder auf ungenügender Kenntnis der Produktentwicklung vor. Das einbringt den Benutzer dieser Produkte jedoch nicht davon, die Empfehlungen und Angaben bei Gebrauch zu beachten.

Stand der Information: 15. Juli 2025

| Produktname          | ISO 4823            | Konsistenz (ca.) mm | Mischverhältnis und Gesamtzeit vor Einsetzen | Mischtechnik                           | Mischelement |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| Identium® Light      | Type 3 Light bodied | 42                  | 1:1 50 ml cartridge                          | Applifyx 4 Dosierpistole DS-50 1:1/2:1 | Mischkante   |
| Identium® Light Fast | Type 3 Light bodied | 42                  |                                              |                                        |              |

**Technische Daten**

| Produktname          | Mischer-haftigkeit | Verarbeit-barigkeit bei 23°C/74°F | Verarbeit-barigkeit bei 35°C/95°F | Mundver-weilzeit bei 35°C/95°F | Abbinde-zeit bei 35°C/95°F | Härte (ca.) Shore | Lineare Maßänderung (maximal) % | Elastische Rückstellung nach Verformung (ca.) % | Verformung unter Druck (ca.) |
|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Identium® Light      | 1:1                | 2:00 min.                         | 1:20 min.                         | 2:30 min.                      | 4:30 min.                  | A 50              | –0,20                           | 99,0                                            | 3,8                          |
| Identium® Light Fast | 1:1                | 1:15 min.                         | 0:40 min.                         | 2:15 min.                      | 3:30 min.                  | A 50              | –0,20                           | 99,0                                            | 3,8                          |

\* Gesamtabbindezeit: Entfernung aus dem Mund von Beginn der Mischung

**Produktbeschreibung**

Identium® Produkte sind additivvernetzende, elastomere Abformmaterialien mit Vinylpolysiloxan- und Polyetheranilin (Vinylsiloxanethers). Sie überzeugen durch ihre außergewöhnlichen Fest- und hydrophilen Eigenschaften, hohe Reißfestigkeit, Dimensionsstabilität und hohes Rückstellvermögen. Die Materialen werden in einer Regular- und einer Fast-Variante angeboten.

**Potential Allergic Substances**

Platinum compound, 4-methoxyphenol.

**Cautions**

Do not use after expiration date.

Normally, impression materials do not cause allergic reactions; however, an allergic reaction cannot be ruled out in sensitive individuals. If in doubt, we recommend performing an allergy test before use.

Do not use the material in case of known allergies to any of the ingredients or in case of contact allergies.

Do not leave any residual impression material in the sulcus or oral cavity.

Do not swallow impression material! If swallowed: Consult a medical doctor if problems arise or persist.

Avoid contact with the eyes. If there is accidental contact with the eyes: Rinse immediately and thoroughly with an eye wash or water.

Consult a medical doctor if problems arise or persist.

Use of products containing active sulfur, aluminum chloride or nitrogen compounds (retraction cords containing ferric sulfate, poly-sulfate impression materials, etc.) in conjunction with this product will interfere with the setting reaction of the Vinylsiloxanethers.

Material of these materials requires the area to be rinsed thoroughly to remove all residue. Avoid contact with latex gloves.

When taking impressions of areas with extensive undercuts and wide interdental spaces, standard blocking-out techniques must be used.

When using a custom impression tray, ensure that the tray is such that sufficient space remains between the side of the tray and the teeth/jaw.

Do not allow the material to enter the sealer or water system to avoid environmental hazard.

Avoid contact with clothing, as the material cannot be removed by dry cleaning.

**Identium® Light | Identium® Light Fast**

**INSTRUCTIONS FOR USE / Gebrauchsinformation / Mode d'emploi / Gebruiksaanwijzing / Инструкция по использованию / Istruzioni per l'uso / Instrucciones de uso / Kullannın Kılavuzu / Instruções de uso / Instrukcja użytko / Инструкция з застосування /取扱説明書 / تعليمات الاستخدام**

**Produktschreibung**

Identium® Produkte sind additivvernetzende, elastomere Abformmaterialien mit Vinylpolysiloxan- und Polyetheranilin (Vinylsiloxanethers). Sie überzeugen durch ihre außergewöhnlichen Fest- und hydrophilen Eigenschaften, hohe Reißfestigkeit, Dimensionsstabilität und hohes Rückstellvermögen. Die Materialen werden in einer Regular- und einer Fast-Variante angeboten.

**Potential Allergic Substances**

Platinum compound, 4-methoxyphenol.

**Cautions**

Do not use after expiration date.

Normally, impression materials do not cause allergic reactions; however, an allergic reaction cannot be ruled out in sensitive individuals. If in doubt, we recommend performing an allergy test before use.

Do not use the material in case of known allergies to any of the ingredients or in case of contact allergies.

Do not leave any residual impression material in the sulcus or oral cavity.

Do not swallow impression material! If swallowed: Consult a medical doctor if problems arise or persist.

Avoid contact with the eyes. If there is accidental contact with the eyes: Rinse immediately and thoroughly with an eye wash or water.

Consult a medical doctor if problems arise or persist.

Use of products containing active sulfur, aluminum chloride or nitrogen compounds (retraction cords containing ferric sulfate, poly-sulfate impression materials, etc.) in conjunction with this product will interfere with the setting reaction of



